

FRANK OPTIC PRODUCTS®

.....
optische Technologien

*more than
just optics*

SideFire-Laserkabel

zur laserinduzierten Therapie

FRANK OPTIC PRODUCTS® entwickelt und fertigt als Spezialist und einer der führenden Hersteller von medizinischen Sonden individuelle optische- und faseroptische Komponenten und Systeme für Laser- und Minimal Invasive Chirurgie sowie PDT.

Als OEM bieten wir SideFire-Laserkabel, die als medizinische Lasersonden zur Vaporisation eingesetzt werden, mit kundenspezifischen Umlenkswinkeln an einem Faserende und mit individuellen Laseranschlußsteckern an.

Die SideFire-Laserkabel werden ausschliesslich kundenspezifisch und in ihrer Applikation exklusiv für jeden Kunden als medizinische Lasersonden für unterschiedliche Anwendungsgebiete, Lasertypen und Laserleistungen entwickelt und angeboten.

Die von FRANK OPTIC PRODUCTS® hergestellten SideFire-Laserkabel zeichnen sich durch ihre große Flexibilität und hohe Stabilität aus.

Die Kabelsysteme werden in unterschiedlichen Durchmessern angeboten.

Standarddurchmesser: $\varnothing_{\text{Faserkern}}$:	200 μm bis 1000 μm
Standardlängen:	Gesamtlänge 1,5 m bis 5 m
Standardstecker:	SMA-905
Handstücke:	kundenspezifisch



Alle **SideFire-Laserkabel** werden biokompatibel, mit CE und ETO-sterilisiert in medizinischen Spezialverpackungen, konform zur EU-Richtlinie 93/42 EWG geliefert.

FRANK OPTIC PRODUCTS GmbH optische Technologien, Heidelberger Straße 63-64, 12435 Berlin
phone +49(0)30530249-0 fax +49(0)30530249-21 e-mail info@fop-berlin.de www.frank-optic-products.de